


O 187

Horní koš

pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 34 injektorovými tryskami
- Osazovací výška 170 mm mm\*
- Dávkování práškových prostředků není možné

\* V závislosti na laboratorním skle může být menší max. osazovací výška.

EAN: 4002511808881 / Číslo materiálu: 03881640 / Číslo starého materiálu: 69118701D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Maximální výška osazení v mm	170
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	34
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	531
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	5,60
Hmotnost brutto v kg	6,50
<b>Součásti balení</b>	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	34
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	34