

MT

Přepravní vozíky

pro nakládání a vykládání mycích a dezinfekčních automatů.

EAN: 4002511820005 / Číslo materiálu: 03893140 / Číslo starého materiálu: 69200102D



- Pro skladování a převážení košů a nástavců
- Rozdělený do 4 úrovní, které jsou přestavitelné o 102,5 mm
- Pojízdný se 4 kolečky, která lze zablokovat
- Rozměry pro osazení 549 × 599 mm

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Úložný/transportní systém	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1985
Vnější rozměr, šířka netto v mm	662
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	616
Vnější rozměr, výška brutto v mm	2030
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	680
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	680
Hmotnost netto v kg	23,00
Hmotnost brutto v kg	29,00