

E 442

Mycí pouzdro

pro optimální čištění MIC instrumentária.



- Vhodné pro MIC instrumentarium s  $\varnothing$  4–8 mm, šroubovací
- Délka 121 mm mm,  $\varnothing$  6 mm mm
- Krytka, otvor  $\varnothing$  6 mm
- Upevňovací sponka (č. mat. 4174850)

EAN: 4002511908208 / Číslo materiálu: 04203830 / Číslo starého materiálu: 69744201D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Mycí pouzdro	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	121
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Průměr v mm	6
Hmotnost netto v kg	0,03
Hmotnost brutto v kg	0,03