

E 443

Mycí pouzdro

pro optimální čištění MIC instrumentária.



- Vhodné pro MIC instrumentárium s \varnothing 8–8,5 mm, šroubovací
- Délka 121 mm mm, \varnothing 10 mm mm

EAN: 4002511908192 / Číslo materiálu: 04203840 / Číslo starého materiálu: 69744301D

Produktové zařazení	
čistící přístroj, malý, zubní	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Mycí pouzdro	•
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	121
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Průměr v mm	10
Hmotnost netto v kg	0,03
Hmotnost brutto v kg	0,03