

E 445

Krytka mycího pouzdra

pro optimální upevnění instrumentária v případě potřeby mycího pouzdra.



- 12 krytek pro mycí pouzdro
- Otvor Ø 6 mm mm

EAN: 4002511908185 / Číslo materiálu: 04203850 / Číslo starého materiálu: 69744501D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Transparentní
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Průměr v mm	6
Hmotnost netto v kg	0,03
Hmotnost brutto v kg	0,03