

E 448

Silikonová hadice

pro optimální čištění různého instrumentária.



- Luer-Lock adaptér, zástrčka
- délka 300 mm, Ø 10 mm mm
- Mycí tryska, závit 8 x 1 mm

EAN: 4002511908475 / Číslo materiálu: 04203880 / Číslo starého materiálu: 69744801D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Ostatní příslušenství	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Transparentní
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	300
Vnější rozměr, šířka netto v mm	10
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	10
Vnější rozměr, výška brutto v mm	10
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	170
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	125
Průměr v mm	10
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,03