


E 457

Nástavec

pro optimální uložení rozloženého MIC instrumentária.



- Vhodné např. pro 12 rukojetí a pracovních vložek
- Dno z drátěného pletiva s velikostí ok 3 mm, uzavřené bočnice
- Navařený držák pro 8–12 rukojetí, dělení variabilní
- Vybaveno 3 přepážkami pro uložení a aretování

EAN: 4002512067331 / Číslo materiálu: 04618030 / Číslo starého materiálu: 69545702D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro MIC instrumentarium	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	192
Vnější rozměr, šířka netto v mm	490
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	62
Vnější rozměr, výška brutto v mm	120
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	320
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	1,75
Hmotnost brutto v kg	2,02