

E 800

Nástavec

pro optimální uložení 3 síťových nebo ledvinových misek.



- Vybaveno 4 držáky
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002512087773 / Číslo materiálu: 04637720 / Číslo starého materiálu: 69580001D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na síťovou misku	•
Nástavec na emitní misky/mísy	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava emitních misek	•
<b>Kapacita</b>	
Emitní misky [počet]	3
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	165
Vnější rozměr, šířka netto v mm	140
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	290
Vnější rozměr, výška brutto v mm	190
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	195
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	430
Hmotnost netto v kg	0,29
Hmotnost brutto v kg	0,49