

E 147/1

Nástavec

pro optimální uložení 10–12 skleniček pro ústní hygienu.



- Vhodné pro 10–12 sklenic pro ústní hygienu, max. Ø 80 mm
- Potaženo Rilsanem

EAN: 4002512122313 / Číslo materiálu: 04746620 / Číslo starého materiálu: 68514703D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem
Barva	Bílá
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Sklenice na vyplachování úst [počet]	12
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	155
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	455
Vnější rozměr, výška brutto v mm	260
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	510
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	240
Hmotnost netto v kg	1,29
Hmotnost brutto v kg	1,59