

E 460

Nástavec

pro optimální uložení různého MIC instrumentária.



- Vhodné pro tuhé optické nástroje různých délek
- Velikost ok dna 8 × 1 mm, bočnice/víko 7 × 7 × 3 mm
- Vybaveno 3 držáky pro uložení 2 tuhých optických nástrojů

EAN: 4002512183383 / Číslo materiálu: 04861390 / Číslo starého materiálu: 69546001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro MIC instrumentarium	•
Jiný nástavec	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	53
Vnější rozměr, šířka netto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	430
Vnější rozměr, výška brutto v mm	95
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	170
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	0,71
Hmotnost brutto v kg	0,94