


E 930

Nástavec

pro optimální uložení až 36 operační obuvi do velikosti 44.



- Vhodné pro vozík E 975/2 ve spodní úrovni
- Vybaveno 36 držáky, výška 280 mm

EAN: 4002512257145 / Číslo materiálu: 05001360 / Číslo starého materiálu: 69593001D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	36
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	289
Vnější rozměr, šířka netto v mm	586
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	752
Vnější rozměr, výška brutto v mm	350
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	770
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1000
Hmotnost netto v kg	3,65
Hmotnost brutto v kg	5,70