

DGGL 1

Perforované misky do parní trouby
pro všechny parní trouby kromě DG 7000.

EAN: 4002512309219 / Číslo materiálu: 05001370 / Číslo starého materiálu: 22996084D



- Pro přípravu zeleniny, ryb, masa a brambor bez omáčky
- Perfektní pro rozmrazování zmražených potravin
- Kapacita: 1,5 l, užitný objem: 0,9 l
- Vnější rozměry š x h x v: 325 x 176 x 40 mm
- Profesionální příslušenství evropské výroby