

DGG 2

Neperforované misky do parní trouby
pro všechny parní trouby kromě DG 7000.

EAN: 4002512309226 / Číslo materiálu: 05001390 / Číslo starého materiálu: 22996085D



- pro přípravu pokrmů ve šťávách,
v základech omáček a ve vodě
- Např. těstoviny, rýže, polévky
a nákypy
- Kapacita: 2,5 l, užitný objem: 2,0 l
- Vnější rozměry š x h x v: 325 x 176
x 60 mm
- Profesionální příslušenství evropské
výroby