

DGG 3

Neperforované misky do parní trouby
pro všechny parní trouby kromě DG 7000.

EAN: 4002512309233 / Číslo materiálu: 05001400 / Číslo starého materiálu: 22996086D



- pro přípravu pokrmů ve šťávách,
v základech omáček a ve vodě
- Např. těstoviny, rýže, polévky
a nákypy
- Kapacita: 4,0 l, užitný objem: 3,1 l
- Vnější rozměry š x h x v: 325 x 265
x 65 mm
- Profesionální příslušenství evropské
výroby