

E 467

Mycí pouzdro

pro MIC instrumentárium/svorkové kleště, délka 205 mm, Ø 11 mm.

EAN: 4002512274340 / Číslo materiálu: 05039640 / Číslo starého materiálu: 69546701D



Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Mycí pouzdro	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	205
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	60
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	180
Průměr v mm	11
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02