


E 484
Nástavec
pro uložení různých pomůcek.



- Drátěné pletivo 1,4 mm, velikost ok 8 mm
- Lze vybavit držáky: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Číslo materiálu: 05109190 / Číslo starého materiálu: 69548401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na emitní misky/mísy	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava různých pomůcek	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	16
Mísy [počet]	4
Emitní misky [počet]	9
Ochranné dýchací masky [počet]	9
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	150
Vnější rozměr, šířka netto v mm	470
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	480
Vnější rozměr, výška brutto v mm	560
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	2,97
Hmotnost brutto v kg	3,78