


E 487

Držák

pro optimální uložení 4 operační obuvi do výšky 280 mm.



- držák, respektive několik držáků, lze uložit do nástavce E 484

EAN: 4002512398749 / Číslo materiálu: 05109250 / Číslo starého materiálu: 69548701D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na operační obuv	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava operační obuvi	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Kapacita</b>	
Operační obuv [počet]	4
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	280
Vnější rozměr, šířka netto v mm	464
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	10
Vnější rozměr, výška brutto v mm	470
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	470
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	25
Hmotnost netto v kg	0,37
Hmotnost brutto v kg	0,52