

ADS 2

Silikonový adaptér

pro uložení přenosových instrumentů při využití AUF 1 nebo AUF 2.



- Pro ruční a úhlové násadce/turbíny s Ø cca 16 mm
- Zelená

EAN: 4002512427555 / Číslo materiálu: 05159540 / Číslo starého materiálu: 68751401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktová kategorie	
Úložný díl, resp. adaptér pro násadce	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Silikon
Barva	Zelená
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	21
Vnější rozměr, šířka netto v mm	32
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	32
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Průměr v mm	33
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,01