

E 713

Vozík

pro uložení 2 kontejnerů DIN vč. víka jakož i 4 síťových misek na 3 úrovních.



- Vybaveno 2 vestavěnými ostříkovacími rameny
- Rozměry pro osazování jednotlivých úrovní se liší
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)
- Vybaveno přípojkou pro 5 dutých instrumentů
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení

EAN: 4002512401944 / Číslo materiálu: 05221550 / Číslo starého materiálu: 69571301D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Vozík na kontejnery	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava kontejnerů	•
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	4
Síťové misky SPRI [počet]	2
Kontejner DIN, výška 15 cm [počet]	2
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	530
Vnější rozměr, šířka netto v mm	575
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	560
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	680
Hmotnost netto v kg	9,70
Hmotnost brutto v kg	10,00
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet]	1