


E 475  
Zarážka  
pro stabilizaci mycích pouzder.



- Vhodné pro MIC nástavce

EAN: 4002512401234 / Číslo materiálu: 05226040 / Číslo starého materiálu: 69747501D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Držák	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava MIC instrumentária	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	110
Vnější rozměr, šířka netto v mm	155
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	500
Vnější rozměr, výška brutto v mm	110
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	510
Hmotnost netto v kg	0,10
Hmotnost brutto v kg	0,23