

DOS 10/30  
Dávkovací čerpadlo  
pro dávkování tekutých médií.



- Pro tekutá média, 10 ml/30 sekund
- Kompletně s hadicemi a dávkovací trubicí (330 mm), zásobníky 10 l

EAN: 4002512417549 / Číslo materiálu: 05267410 / Číslo starého materiálu: 69225002D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Délka sací trubice v mm	333
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	116
Vnější rozměr, šířka netto v mm	63
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	102
Vnější rozměr, výška brutto v mm	300
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	425
Hmotnost netto v kg	4,50
Hmotnost brutto v kg	5,00