

E 730
Nástavec
pro optimální uložení 20 operační obuvi.



EAN: 4002512423120 / Číslo materiálu: 05271020 / Číslo starého materiálu: 69573001D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	20
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	290
Vnější rozměr, šířka netto v mm	470
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	540
Vnější rozměr, výška brutto v mm	420
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	600
Hmotnost netto v kg	8,70
Hmotnost brutto v kg	10,00