


O 801/2
Horní koš
pro optimální čištění 10 trysek a uložení různých nástavců.



- Přední a zadní polovina vhodná pro uložení nástavců
- Střední osa s 10 silikon. uloženími a 10 tryskami Ø 4 mm, d 30 mm
- Osazovací výška: 200 mm mm
- S vestavěným ostřikovacím ramenem

EAN: 4002512399463 / Číslo materiálu: 05290520 / Číslo starého materiálu: 69180103D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Maximální výška osazení v mm	200
Oblasti použití	
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Násadce [počet]	6
Duté instrumentárium [počet]	10
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	267
Vnější rozměr, šířka netto v mm	381
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	475
Vnější rozměr, výška brutto v mm	480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	280
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	400
Hmotnost netto v kg	2,40
Hmotnost brutto v kg	3,10