

E 984

Nástavec

pro uložení různých pomůcek.



- Lze vybavit různými držáky

EAN: 4002512431323 / Číslo materiálu: 05337750 / Číslo starého materiálu: 69598401D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec na emitní misky/mísy	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	371
Vnější rozměr, šířka netto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	572
Vnější rozměr, výška brutto v mm	390
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	590
Hmotnost netto v kg	2,95
Hmotnost brutto v kg	3,30