

E 985

Držák

pro optimální uložení 2 ledvinových misek.



- Pro použití v nástavci E 984

EAN: 4002512431330 / Číslo materiálu: 05337760 / Číslo starého materiálu: 69598501D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec na emitní misky/mísy	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava emitních misek	•
Kapacita	
Emitní misky [počet]	2
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	70
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	280
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	505
Hmotnost netto v kg	0,23
Hmotnost brutto v kg	0,43