

E 986
Držák
pro optimální uložení 5 misek.



- Pro použití v nástavci E 984

EAN: 4002512431347 / Číslo materiálu: 05337770 / Číslo starého materiálu: 69598601D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec na emitní misky/mísy	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava mís	•
Kapacita	
Mísy [počet]	1
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	25
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	330
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	435
Hmotnost netto v kg	0,19
Hmotnost brutto v kg	0,36