

E 987

Držák

pro optimální uložení 15 operační obuvi do velikosti 44.



- Pro použití v nástavci E 984

EAN: 4002512431354 / Číslo materiálu: 05337800 / Číslo starého materiálu: 69598701D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	15
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	30
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	460
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	475
Hmotnost netto v kg	0,23
Hmotnost brutto v kg	0,40