


E 989

Univerzální držák

např. pro 8 vkládacích stélek pro operační obuv.



- Pro použití v nástavci E 984

EAN: 4002512431828 / Číslo materiálu: 05376740 / Číslo starého materiálu: 69598901D

|  |       |
|--|-------|
| <b>Produktové zařazení</b>                           |       |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína | •     |
| <b>Zařazení přístroje</b>                            |       |
| PG 8528  | •     |
| <b>Produktová kategorie</b>                          |       |
| Jiný nástavec  | •     |
| <b>Vlastnosti produktu</b>                           |       |
| Materiál   | Nerez |
| Barva  | Nerez |
| <b>Oblasti použití</b>                               |       |
| Příprava operační obuvi                              | •     |
| <b>Kapacita</b>                                      |       |
| Podložky [počet]                                     | 8     |
| <b>Základní elektroinstalace</b>                     |       |
| Počet fází   | 0     |
| Napětí ve V  | 0     |
| Frekvence v Hz                                       | 0     |
| Celkový příkon v kW                                  | 0,00  |
| Jištění v A  | 0     |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>                            |       |
| Vnější rozměr, výška netto v mm                      | 0     |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm                      | 0     |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm                    | 0     |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                     | 20    |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                     | 330   |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                   | 415   |
| Hmotnost netto v kg                                  | 0,10  |
| Hmotnost brutto v kg                                 | 0,26  |