

DGGL 4

Perforované misky do parní trouby
pro všechny parní trouby kromě DG 7000.

EAN: 4002512445009 / Číslo materiálu: 05379570 / Číslo starého materiálu: 22996087D



- Pro přípravu zeleniny, ryb, masa a brambor bez omáčky
- Perfektní pro rozmrazování zmražených potravin
- Kapacita: 4,0 l, užitný objem: 3,1 l
- Vnější rozměry š x h x v: 325 x 265 x 60 mm
- Profesionální příslušenství evropské výroby