

E 520

Nástavec

pro optimální uložení nástrojů pro kořenové kanálky.



- Vhodné pro 17 instrumentů na ošetření kořenových kanálků
- Sklopný
- Lze sterilizovat párou při 121 °C/134 °C

EAN: 4002512472524 / Číslo materiálu: 05409080 / Číslo starého materiálu: 68552001D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Plast
Barva	Bílá
<b>Kapacita</b>	
Instrumenty na ošetření kořenových kanálků [počet]	17
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	45
Vnější rozměr, šířka netto v mm	75
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	30
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	110
Hmotnost netto v kg	0,05
Hmotnost brutto v kg	0,10