


E 747

Modul

pro optimální uložení např. odstředivk. trubiček, ampulek a reagenčních skel.



- 104 trysek pro odstřediv. trubičky, ampulky, reagenční skla atd.
- 104 trysek 2,5 × 110 mm

EAN: 4002512591218 / Číslo materiálu: 05464630 / Číslo starého materiálu: 69574701D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	104
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	168
Vnější rozměr, šířka netto v mm	492
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	496
Vnější rozměr, výška brutto v mm	650
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	810
Hmotnost netto v kg	38,00
Hmotnost brutto v kg	44,00