


E 743  
Modul  
pro optimální uložení úzkohrdlého skla 100–500 ml.



- S 36 tryskami (E 351) 4 × 160 mm s aretací (E 353)

EAN: 4002512591164 / Číslo materiálu: 05555250 / Číslo starého materiálu: 69574301D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	36
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	190
Vnější rozměr, šířka netto v mm	492
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	496
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	9,70
Hmotnost brutto v kg	10,00