


E 744

Modul

pro optimální uložení úzkohrdlého skla 500–1 000 ml.



- S 16 tryskami (E 352) 6 × 220 mm s aretací (E 354)

EAN: 4002512591171 / Číslo materiálu: 05555260 / Číslo starého materiálu: 69574401D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	16
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	492
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	496
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	9,70
Hmotnost brutto v kg	10,00