


E 523

Nástavec

pro optimální uložení 6 síťových košů.



- Vybaveno 7 držáky (6 přihrádek), v 145, vzdálenost 50 mm

EAN: 4002513199116 / Číslo materiálu: 05649700 / Číslo starého materiálu: 69552301D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na tácy/podnosy	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	6
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava stomatologického instrumentária	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	151
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	450
Vnější rozměr, výška brutto v mm	195
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	495
Hmotnost netto v kg	1,40
Hmotnost brutto v kg	1,65