

E 801/1

Nástavec

pro optimální uložení 8 skleniček na vyplachování úst.



- Vhodné pro 8 sklenic pro ústní hygienu, max. Ø 75 mm
- Potaženo Rilsanem

EAN: 4002513220650 / Číslo materiálu: 05673820 /
Číslo starého materiálu: 68580102D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem
Barva	Bílá
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Sklenice na vyplachování úst [počet]	8
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	155
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	320
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	510
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	240
Hmotnost netto v kg	1,00
Hmotnost brutto v kg	1,50