

E 476

Uložení

pro mikroinstrumentárium s Ø 4–8 mm.



- Použitelné v sítích s velikostí ok 5 mm
- Balení po 50 ks

EAN: 4002513239454 / Číslo materiálu: 05692400 / Číslo starého materiálu: 69747601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktová kategorie	
Uložení	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,07
Hmotnost brutto v kg	0,08