

E 470

Injektorová tryska

pro uložení do injektorového vozíku, Ø 2,5 × 90 mm.



- Vhodné pro použití do injektorového vozíku, šroubovací
- Vhodné např. pro lahvičky, Erlenmeyerovy baňky a kulaté baňky

EAN: 4002513248814 / Číslo materiálu: 05701580 / Číslo starého materiálu: 69547001D

| | |
|---|--------------------------------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktová kategorie | |
| Injektorová tryska | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Drát, potažený Rilsanem, Nerez |
| Barva | Nerez, Bílá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 90 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 3 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 3 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 12 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 100 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 150 |
| Průměr v mm | 3 |
| Hmotnost netto v kg | 0,02 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,03 |