

E 755
Modul
pro optimální uložení úzkohrdlého skla 25–100 ml.



- Vybaveno 36 tryskami (E470) 2,5 x 90 s držákem

EAN: 4002513248821 / Číslo materiálu: 05701590 / Číslo starého materiálu: 69575501D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	36
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	130
Vnější rozměr, šířka netto v mm	492
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	496
Vnější rozměr, výška brutto v mm	545
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	4,80
Hmotnost brutto v kg	5,40