

ML/2

Magnetická lišta

pro automatické rozpoznání vozíku / kontrolu ostříkovacího ramena.



- ML/2 je předpokladem pro využití kontroly ostříkovacích ramen
- 5 magnetů, volně kombinovatelných
- 15 možných kombinací

EAN: 4002513274158 / Číslo materiálu: 05723270 / Číslo starého materiálu: 69745703D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez, Černá
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	9
Vnější rozměr, šířka netto v mm	25
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	275
Vnější rozměr, výška brutto v mm	95
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	315
Hmotnost netto v kg	0,17
Hmotnost brutto v kg	0,32