

DE-CS7-78

Kryt přístroje

pro horní zakrytí přístroje vč. postranní skříň, hloubka 70 cm, šířka 90 cm.



EAN: 4002513297560 / Číslo materiálu: 05744740 / Číslo starého materiálu: 69216009D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
Produktová kategorie	
Víko	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	700
Vnější rozměr, výška brutto v mm	50
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	820
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1010
Hmotnost netto v kg	6,80
Hmotnost brutto v kg	8,60