

E 969
Nástavec
pro uložení různých pomůcek.



- Děrovaný plech 7 x 7 x 3 mm
- Použitelný pro E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 s E 945*

* V E 941 lze použít jen v kombinaci s E 945.

EAN: 4002513298765 / Číslo materiálu: 05746240 / Číslo starého materiálu: 69596901D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	122
Vnější rozměr, šířka netto v mm	363
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	533
Vnější rozměr, výška brutto v mm	165
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	535
Hmotnost netto v kg	1,33
Hmotnost brutto v kg	2,23