

E 757

Vozík

pro optimální uložení velkoobjemového laboratorního skla.



- Vybaveno 6 tryskami
- Vybaveno výškově nastavitelným přídržným rámem
- Maximální osazovací výška od podkladového kříže: 610 mm mm

EAN: 4002513298772 / Číslo materiálu: 05746290 / Číslo starého materiálu: 69575701D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
Produktová kategorie	
Ostatní vozíky	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Maximální výška osazení v mm	610
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Velkoobjemové laboratorní sklo [počet]	6
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	346
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	675
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	650
Hmotnost netto v kg	10,90
Hmotnost brutto v kg	10,90