

E 957

Vozík

pro optimální uložení až 12 velkoobjemových laboratorních skel.



- Vybaveno 12 tryskami s Ø 10 mm
- Výškově nastavitelný přídržný rám
- Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku
- Max. osazovací výška od podkladového kříže: 615 mm mm

EAN: 4002513298789 / Číslo materiálu: 05746300 / Číslo starého materiálu: 69595701D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
Produktová kategorie	
Ostatní vozíky	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Maximální výška osazení v mm	615
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Velkoobjemové laboratorní sklo [počet]	12
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	353
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	390
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	665
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	805
Hmotnost netto v kg	16,98
Hmotnost brutto v kg	17,45