

E 492

Nástavec

pro optimální uložení ledvinových misek.



- Vybaveno 9 držáky, výška: 86 mm mm, vzdálenost: 49 mm mm
- Použitelné ve spodním koši

EAN: 4002513317343 / Číslo materiálu: 05771140 / Číslo starého materiálu: 69549201D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na emitní misky/mísy	•
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Vzdálenost mezi příčkami v mm	49
Výška příček v mm	86
Oblasti použití	
Příprava emitních misek	•
Kapacita	
Emitní misky [počet]	9
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	120
Vnější rozměr, šířka netto v mm	256
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	474
Vnější rozměr, výška brutto v mm	125
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	320
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	480
Hmotnost netto v kg	1,06
Hmotnost brutto v kg	1,31