

UC 30-90/60-78

Podstavec, uzavřený

pro zvýšení přístroje vč. postranní skříňe, hloubka 60 cm, šířka 90 cm.



- Vhodné pro všechny přístroje o šířce 90 cm, hloubce 60 cm
- Lze sešroubovat s přístrojem

EAN: 4002513347791 / Číslo materiálu: 05818080 / Číslo starého materiálu: 69379008D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Produktová kategorie	
Podstavec/sokl	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	370
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1002
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	690
Hmotnost netto v kg	11,60
Hmotnost brutto v kg	13,10