


E 965

Nástavec

pro optimální uložení kádinek 250–600 ml.



- Vybaveno držáky 15 × 3 pro kádinky do 250–600 ml

EAN: 4002513369229 / Číslo materiálu: 05848290 / Číslo starého materiálu: 69596501D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Kádinky [počet]	98
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	173
Vnější rozměr, šířka netto v mm	357
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	522
Vnější rozměr, výška brutto v mm	280
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	2,07
Hmotnost brutto v kg	2,86