


E 742

Modul

pro optimální uložení různých mytých předmětů.



- Pro použití ve vozíku E 741/1

EAN: 4002513369854 / Číslo materiálu: 05848320 / Číslo starého materiálu: 69574201D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec/jiný modul	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	83
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	458
Vnější rozměr, výška brutto v mm	90
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	225
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	465
Hmotnost netto v kg	0,49
Hmotnost brutto v kg	0,69