

G 7896

Dávkovací skříň

pro uložení zásobních nádrží pro tekutá média a dávkovací moduly.



- 2 vytahovací zásuvky pro uložení 2 x 5 l kanystrů
- Vnitřní rozměry: v 530, š 249, h 480 mm
- 1 vytahovací zásuvka pro uložení max. 4 dávkovacích modulů

EAN: 4002513384260 / Číslo materiálu: 05871310 / Číslo starého materiálu: 69789601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Vlastnosti produktu	
Barva	Bílá
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	890
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	400
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	730
Hmotnost netto v kg	29,00
Hmotnost brutto v kg	32,00