

U 168/1

Spodní koš

pro ideální uložení operační obuvi.



- Vhodné pro 20 kusů operačních obuví do velikosti 45
- 20 držáků 295 mm mm
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002513390940 / Číslo materiálu: 05878590 / Číslo starého materiálu: 69116803D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na operační obuv	•
Spodní koš	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Výška příček v mm	295
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava operační obuvi	•
<b>Kapacita</b>	
Operační obuv [počet]	20
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	315
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	320
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	545
Hmotnost netto v kg	3,20
Hmotnost brutto v kg	5,20