

E 441/1

Nástavec

pro optimální uložení mikroinstrumentária.



- Velikost ok dna činí 1,7 mm
- Bočnice jsou uzavřené, lze stohovat
- Vnitřní členění pomocí 6 nastavitelných mřížek pro šetrné uložení
- Lze sterilizovat párou při 121 °C/134 °C

EAN: 4002513460476 / Číslo materiálu: 05988240 / Číslo starého materiálu: 69544102D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro MIC instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	60
Vnější rozměr, šířka netto v mm	183
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	284
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	210
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	315
Hmotnost netto v kg	0,77
Hmotnost brutto v kg	0,92